


Für gesunde Laborluft

- ✓ Sichere Lagerung aggressiver, nicht entzündbarer Chemikalien und Giftstoffe
- ✓ Wirksame Absaugung von Dämpfen
- ✓ Optional abschließbares Fach für giftige Chemikalien: erhältlich als Einbaufach oder als separater Hängeschrank




Hochschränke



	Breite		Höhe	Tiefe	
Hochschränke, 1 Tür links/rechts	600	-	-	1920	516
Hochschränke, 2 Türen	-	900	1200	1920	516

Abmessungen in mm

Unterschränke



	Breite		Höhe	Tiefe	
Hochschränke, 1 Tür links/rechts	600	-	-	720	516
Hochschränke, 2 Türen	-	900	1200	720	516

Abmessungen in mm